

# Navigator

Redescubra la libertad...

Una silla de ruedas eléctrica,  
plegable y ultraligera



Escanee el código para ver la  
Navigator en acción



eFOLDi





**...y viaje con toda tranquilidad.**

La eFOLDi Navigator ofrece un excelente nivel de portabilidad, comodidad y versatilidad

Como líder reconocido en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, eFOLDi quiere ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia. eFOLDi ofrece soluciones de movilidad premiadas que no solo son fáciles de guardar y transportar, sino que también hacen que viajar sea sencillo y factible, ya sea por tierra, mar o aire.



**eFOLDi**





## Viajar con una silla de ruedas eléctrica nunca ha sido tan fácil...

La eFOLDi Navigator es una de las sillas de ruedas eléctricas y plegables más ligeras y compactas del mundo. Con tan solo 12,4 kg\* de peso, la Navigator se pliega y se despliega en cuestión de segundos y es

increíblemente fácil de transportar y almacenar, por lo que resulta una opción perfecta para viajar. No requiere ningún montaje complejo: basta con desplegarla y listo.

## ¿Qué hace que eFOLDi sea única...?

**Ligera:** fácil de levantar y transportar ✓

**Portátil:** cómoda de llevar a cualquier parte ✓

**Compacta:** se pliega y se almacena fácilmente ✓

**Robusta:** sus materiales duraderos ofrecen tranquilidad ✓



# Navigator

Ligera, cómoda, rápida y fácil de plegar...  
La Navigator lo tiene todo

- Una silla de ruedas eléctrica, plegable, fácil de usar y transportar
- Con tan solo 12,4 kg\* de peso, es una de las sillas de ruedas eléctricas y plegables más ligeras del mundo
- Se pliega en cuestión de segundos, cabe en casi cualquier maletero y es apta para aviones
- Controles de usuario de diseño ergonómico y control integral del asistente para una tranquilidad total
- Batería de alto rendimiento de tecnología avanzada con opciones de carga dentro y fuera del vehículo



# La forma más ligera de dotar de libertad a su vida

Viaje sin complicaciones y disfrute del trayecto sin preocuparse por nada

«Al ser tan ligera y portátil, la eFOLDi nos ayuda a mi mujer y a mí a disfrutar al máximo de nuestras vacaciones, en casa y en el extranjero».

**James, Reigate**



\* Sin incluir la batería y los accesorios opcionales



Solo pesa 12,4 kg\*, por lo que es ultraligera y portátil

Controles de joystick ergonómicos y fáciles de usar

Control de asistente integrado que ofrece máxima flexibilidad

Cojín de asiento extraíble y transpirable para una mayor comodidad

Estructura de aleación de magnesio de alta resistencia para una durabilidad máxima

Sistema de frenado electromagnético para un control y una seguridad totales



Neumáticos antipinchazos con escaso mantenimiento

Carga dentro y fuera del vehículo que aporta flexibilidad máxima

Sistema antivuelco para mayor seguridad y tranquilidad



Se pliega en cuestión de segundos y es fácil de almacenar y transportar

Batería de litio de alto rendimiento y carga rápida



## Especificaciones\*

Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía máxima	13 km
Peso máximo del usuario	135 kg
Capacidad en pendiente	Gradiente 1:10
Dimensiones plegada	34 x 59 x 89 cm
Peso (sin la batería y los accesorios opcionales)	12,4 kg
Peso (con la batería y sin los accesorios opcionales)	14 kg
Tipo de uso	Solo en interiores y aceras
Sistema de frenado	Sistema de frenado electromagnético
Apta para aerolíneas	Sí

\* Las especificaciones pueden variar debido a tolerancias de fabricación



# Navigator

...para disfrutar  
siendo uno mismo.

«Antes me costaba salir a la calle, pero con mi silla eFOLDi todo es mucho más fácil».

**Mark, Reading**



Escanee el código para ver la Navigator en acción

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Su distribuidor eFOLDi local:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi